


Anticorps Polyclonal Anti-Zbtb48 Pour Wb, Elisa - P10074

Numéro d'article: CM0029129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZBTB48 humain (TZAP), adapté pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour étudier la régulation de la longueur des télomères et l'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZBTB48 Lapin pAb
Remarques/Alias	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3104
GeneID	3104
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de ZBTB48 humain (NP_005332.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10074
Poids protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace