

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zbtb6 Pour Wb, Elisa - Q15916

Numéro d'article: CM0015424

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZBTB6 (ZID, ZNF482) pour WB et ELISA. Détecte ZBTB6 humain, de souris et de rat, un facteur de transcription à doigt de zinc largement exprimé, avec des niveaux les plus élevés dans le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZBTB6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZID; ZNF482; ZBTB6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10773
GeneID	10773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de ZBTB6 humain (NP_006617.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15916
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace