

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95365

Numéro d'article: CM0003390



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'humain ZBTB7A (également connu sous le nom de Pokemon, LRF). Validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-ZBTB7A/FBI-1/LRF
Remarques/Alias	LRF ; FBI1 ; FBI-1 ; TIP21 ; ZBTB7 ; MNDLFH ; ZNF857A ; pokemon ; ZBTB7A/FBI-1/LRF
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51341
Identifiant du gène	51341
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 450 et 550 de l'humain ZBTB7A/FBI-1/LRF (O95365).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95365
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace