

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zbtb8A Pour Wb, Elisa - Q96Br9

Numéro d'article: CM0023047

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZBTB8A (BOZF1), validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible un facteur de transcription à doigt de zinc impliqué dans la régulation transcriptionnelle. Idéal pour le développement d'essais IVD et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZBTB8A pAb de Lapin
Remarques/Alias	BOZF1 ; ZBTB8 ; ZNF916A ; ZBTB8A
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	653121
ID du Gène	653121
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96BR9
Poids Moléculaire de la Protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace