

Anticorps Polyclonal Anti-Zc3H12A Pour Wb, Elisa - Q5D1E8

Numéro d'article: CM0021359



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine ZC3H12A (MCPIP-1/Regnase-1), une endoribonucléase qui module la stabilité des ARNm dans les réponses immunitaires. Validé pour WB et ELISA, adapté à la recherche sur l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZC3H12A Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZC3H12A ; MCPIP ; MCPIP-1 ; MCPIP1 ; Reg1 ; dj423B22.1 ; endoribonucléase ZC3H12A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	80149
Identifiant du gène	80149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 339-599 de la protéine humaine ZC3H12A (NP_079355.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5D1E8
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace