

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zc3H12C (Mcpip3) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0D7

Numéro d'article: CM0021641

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine ZC3H12C (MCPIP3) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la régulation des ARN et les endonucléases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZC3H12C Rabbit pAb
Remarques / Alias	MCPIP3; ZC3H12C
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	85463
Identifiant de gène	85463
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 735-883 de la ZC3H12C humaine (NP_203748.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9C0D7
Poids moléculaire de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac isothermique