

Anticorps Polyclonal Anti-Zc3H14 Pour Wb Et Elisa - Q6Pjt7

Numéro d'article: CM0017976

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZC3H14, validé pour les applications WB et ELISA. Détecte ZC3H14 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la biogenèse des circARN et les protéines de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZC3H14 Lapin pAb
Remarques/Alias	SUT2, MRT56, UKp68, MSUT-2, NY-REN-37, ZC3H14
Espèce	Humain
ID de Gène	79882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 de ZC3H14 humain (NP_997545.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6PJT7
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace