

Anticorps Polyclonal Anti-Zc3H15 Pour Wb, Elisa - Q8Wu90

Numéro d'article: CM0014205

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ZC3H15 humain (DFRP1/LEREPO4), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour l'étude de la régulation de DRG1 et de l'activité GTPase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZC3H15 Lapin pAb
Remarques/Alias	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
Espèce	Humain
GenelD (humain)	55854
GenelD	55854
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du ZC3H15 humain (NP_060941.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WU90
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace