


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zc3H7A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwr0

Numéro d'article: CM0017802



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZC3H7A validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte ZC3H7A humain, murin, rat. Régulateur de la biogenèse des miRNA. Idéal pour la recherche sur les protéines nucléaires et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZC3H7A Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
Espèce	Humain
Identifiant du gène	29066
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de ZC3H7A humain (NP_054872.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IWR0
Poids moléculaire de la protéine	111 kDa
Expédition	Sac de glace