

Anticorps Polyclonal Anti-Zcchc11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tax3

Numéro d'article: CM0030247



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZCCHC11 (TUT4) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'uridylation de l'ARNm et la biogenèse des miARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZCCHC11 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23318
GeneID	23318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de ZCCHC11 humain (NP_001009881.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5TAX3
Poids moléculaire	185kDa
Expédition	Sac de glace