

Anticorps Polyclonal Anti-Zcchc3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nud5

Numéro d'article: CM0020382

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine ZCCHC3, validé chez l'humain et la souris pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. ZCCHC3 est une protéine de liaison aux acides nucléiques impliquée dans l'immunité antivirale innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZCCHC3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C20orf99 ; ZCCHC3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	85364
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9NUD5
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant