

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zcchc7 Pour Wb, Elisa - Q8N3Z6

Numéro d'article: CM0024067

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZCCHC7 validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Détecte la protéine à doigt de zinc de 63 kDa localisée dans le nucléole ; immunogène recombinant pour une détection spécifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZCCHC7 Lapin pAb
Remarques/Alias	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84186
GeneID	84186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-231 de ZCCHC7 humain (NP_115602.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8N3Z6
Poids Moléculaire	63kDa
Expédition	Sac de glace