


Anticorps Polyclonal Anti-Zcwpw1 Pour Wb, Elisa - Q9H0M4

Numéro d'article: CM0024849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ZCWPW1 humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée souris. Convient pour l'étude de la méthylation des histones médiée par PRDM9, de la réparation des cassures double brin méiotiques et de la fertilité masculine. Poids moléculaire prédit 72 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZCWPW1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZCW1; ZCWPW1
Espèce	Humain
ID de gène	55063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 389-648 du ZCWPW1 humain (NP_060454.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H0M4
Poids de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace