

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zdhhc15 Pour Wb, Elisa - Q96Mv8

Numéro d'article: CM0019924

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la palmitoyltransférase humaine ZDHHC15, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour étudier la palmitoylation des protéines, le trafic endosomal et la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZDHHC15 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZDHHC15 ; DHHHC15 ; MRX91 ; palmitoyltransférase ZDHHC15
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	158866
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 231-331 de ZDHHC15 humain (NP_659406.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96MV8
Poids Moléculaire de la Protéine	17kDa/38kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace