

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zdhhc18 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nue0

Numéro d'article: CM0017745

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZDHHC18 (DHHC18), adapté au Western blot, à l'immunohistochimie (paraffine) et à l'ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat ; idéal pour l'étude de la palmitoylation et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZDHHC18 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DHHC18 ; DHHC-18 ; ZDHHC18
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	84243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-388 de la protéine ZDHHC18 humaine (NP_115659.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9NUE0
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace