

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zdhhc2 Pour Wb Et Elisa - Q9UIJ5

Numéro d'article: CM0020969

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZDHHC2 de haute qualité, validé pour les applications WB et ELISA. Détecte la protéine ZDHHC2 humaine et de rat, une palmitoyltransférase impliquée dans les métastases du cancer et la plasticité synaptique. Idéal pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZDHHC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DHHC2; ZNF372; ZDHHC2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51201
ID du gène	51201
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 270 et 367 de la protéine ZDHHC2 humaine (NP_057437.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, rat
SWISS	Q9UIJ5
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace