

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zdhhc20 Pour Wb Et Elisa - Q5W0Z9

Numéro d'article: CM0024046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZDHHC20 humain, validé pour WB et ELISA. Cet anticorps anti-palmitoyltransférase réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat, convient pour l'étude de la signalisation EGFR, de la lipidation de la protéine spike du SARS-CoV-2 et de la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZDHHC20 Lapin pAb
Remarques/Alias	DHHC20; DHHC-20; 4933421L13Rik; ZDHHC20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	253832
GeneID	253832
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 270-365 de ZDHHC20 humain (NP_001316988.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5W0Z9
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace