

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zdhhc4 Pour Wb Et Elisa - Q9Npg8

Numéro d'article: CM0021650

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ZDHHC4 humaine (palmitoyltransférase), adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte la ZDHHC4 humaine, murine et de rat, avec un poids moléculaire prédit de 40 kDa. Idéal pour les recherches sur la palmitoylation et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZDHHC4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZNF374 ; ZDHHC4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55146
ID du gène	55146
Immunogène	Peptide synthétique (acides aminés 110-210 de la ZDHHC4 humaine)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9NPG8
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace