

Anti-Zdhhc5 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q9C0B5

Numéro d'article: CM0019477

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZDHHC5, validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine ZDHHC5 humaine et murine (78 kDa), une palmitoyltransférase qui régule l'adhésion cellulaire, l'immunité et l'absorption des acides gras. Idéale pour la recherche en IVD et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZDHHC5 pAb de lapin
Remarques / Alias	DHHC5, ZNF375
Espèce	Humain
GeneID	25921
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 130-230 de ZDHHC5 humain (NP_056272.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9C0B5
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace