

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zdhhc8 Pour Wb Et Elisa - Q9ULC8

Numéro d'article: CM0023043

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZDHHC8, une palmitoyltransférase. Validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour les recherches sur la palmitoylation des protéines et l'efflux du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZDHHC8 pAb de lapin
Remarques/Alias	DHHC8 ; ZNF378 ; ZDHHCL1 ; ZDHHC8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	29801
ID du gène	29801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240 à 380 de la protéine ZDHHC8 humaine (NP_037505.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9ULC8
Poids moléculaire	81 kDa
Expédition	Sac de glace