


Anticorps Monoclonal Anti-Zeb1 Pour Wb, Elisa - P37275

Numéro d'article: CM0011588



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le ZEB1 humain, validé pour WB et ELISA. Convient pour les études de TEM et de régulation transcriptionnelle, ciblant le répresseur ZEB1 (zinc finger E-box-binding homeobox 1).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZEB1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BZP ; TCF8 ; AREB6 ; FECD6 ; NIL2A ; PPCD3 ; ZFHEP ; ZFH1A ; DELTAEF1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6935
ID du gène	6935
Immunogène	Protéine recombinante Protéine recombinante du ZEB1 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P37275
Poids moléculaire de la protéine	116 kDa / 122 kDa / 124 kDa
Expédition	Sac de glace