


Anticorps Monoclonal Anti-Zeb1 Pour Wb, Elisa - P37275

Numéro d'article: CM0008574



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ZEB1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible le facteur de transcription 8, un répresseur de l'E-cadhérine impliqué dans la transition épithélio-mésenchymateuse. Réagit de manière croisée avec le ZEB1 humain et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb ZEB1 de lapin
Remarques/alias	BZP ; TCF8 ; AREB6 ; FEC6 ; NIL2A ; PPCD3 ; ZFHEP ; ZFH1A ; DELTAEF1 ; ZEB1
Espèce	Humaine
GeneID	6935
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800 et 900 de la protéine ZEB1 humaine (NP_110378.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, rat
SWISS	P37275
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Poche de glace