


Anticorps Polyclonal Anti-Zeb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P37275

Numéro d'article: CM0014416



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZEB1, un facteur de transcription à doigts de zinc impliqué dans la transition épithélio-mésenchymateuse. Validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Poids moléculaire : 124 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZEB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6935
ID de gène	6935
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 490-710 de ZEB1 humain (NP_110378.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37275
Poids de la protéine	124kDa
Expédition	Sac de glace