


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zeb1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P37275

Numéro d'article: CM0024928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ZEB1 humain (Zinc finger E-box-binding homeobox 1), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

Convient à l'étude de la TEM, de la progression du cancer et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZEB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6935
GeneID	6935
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37275
Poids Protéique	124 kDa
Expédition	Sac de glace