


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zfp36 Pour Wb, Elisa - P26651

Numéro d'article: CM0018967



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le ZFP36 humain (tristetraproline), validé pour WB et ELISA. Convient pour l'étude de la dégradation de l'ARNm, de l'inflammation et des voies de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZFP36 Lapin pAb
Remarques/Alias	TTP; G0S24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7538
ID de gène	7538
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-326 du ZFP36 humain (NP_003398.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P26651
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace