

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zfpm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8IX07

Numéro d'article: CM0019158



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZFPM1 (FOG1), validé en WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Essentiel pour la différenciation érythroïde et mégacaryocytaire via l'interaction avec les facteurs GATA. Idéal pour les recherches sur l'hématopoïèse et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZFPM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	161882
ID du gène	161882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la protéine ZFPM1 humaine (NP_722520.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8IX07
Poids moléculaire	105 kDa
Expédition	Sac de glace