

Anticorps Polyclonal Anti-Zfx Pour Wb - P17010

Numéro d'article: CM0020792

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ZFX humaine, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Protéine à doigts de zinc liée au chromosome X, probablement un activateur transcriptionnel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZFX Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZNF926 ; ZFX
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7543
GeneID	7543
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180 à 380 de la protéine ZFX humaine (NP_003401.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P17010
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace