


Anticorps Polyclonal Anti-Zfyve9 Pour Wb Et Elisa - 095405

Numéro d'article: CM0024975



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine ZFYVE9 (SARA), adapté pour le WB et l'ELISA. Cible la protéine endosomale précoce impliquée dans la signalisation TGF- β et la localisation des SMAD. Idéal pour la recherche et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZFYVE9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173; ZFYVE9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9372
GeneID	9372
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la ZFYVE9 humaine (NP_004790.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95405
Poids de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac de glace