

Anticorps Polyclonal Anti-Zgpat Pour Wb, Elisa - Q8N5A5

Numéro d'article: CM0024457



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ZGPAT humaine pour les applications WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. La ZGPAT est un répresseur transcriptionnel doté d'un potentiel suppresseur de tumeur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZGPAT pAb de lapin
Remarques/Alias	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84619
GeneID	84619
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 213-272 de la ZGPAT humaine (NP_115916.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8N5A5
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sachet de glace