

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zhx2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X8

Numéro d'article: CM0023674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine ZHX2 humaine, un répresseur transcriptionnel impliqué dans le développement rétinien et le maintien des progéniteurs neuraux. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZHX2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAF; AFR1; ZHX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22882
GeneID	22882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 488-837 de la protéine ZHX2 humaine (NP_055758.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6X8
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace