

Anticorps Polyclonal Anti-Zic3 Pour Wb Et Elisa - O60481

Numéro d'article: CM0027689



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZIC3, validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des processus développementaux et de l'asymétrie gauche-droite.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZIC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
Espèce	Humain
GeneID	7547
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 240 de la ZIC3 humaine (NP_003404.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60481
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace