


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glycoprotéine Zinc-A2 (Zag/Azgp1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25311

Numéro d'article: CM0002854



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Glycoprotéine Zinc- α 2 humaine (ZAG/AZGP1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour étudier la dégradation des lipides et la perte de graisse associée au cancer. UniProt : P25311.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Glycoprotéine Zinc- α 2 (ZAG/AZGP1)
Remarques/Alias	ZAG ; ZA2G ; Glycoprotéine Zinc- α 2 (ZAG/AZGP1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	563
Identifiant du gène	563
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la Glycoprotéine Zinc- α 2 humaine (ZAG/AZGP1) (P25311).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25311
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace