


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zinc-A2-Glycoprotéine (Zag/Azgp1) Pour Wb, Elisa - P25311

Numéro d'article: CM0028633



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Zinc- α 2-glycoprotéine (ZAG/AZGP1) validé pour WB et ELISA. Détecte le ZAG humain et de souris, un facteur de mobilisation des lipides sécrété impliqué dans la cachexie cancéreuse. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Zinc- α 2-glycoprotéine (ZAG/AZGP1) Lapin pAb
Remarques/Alias	ZAG; ZA2G; Zinc- α 2-glycoprotéine (ZAG/AZGP1)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	563
ID de gène	563
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P25311
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace