

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zip12 Pour Wb, Elisa - Q504Y0

Numéro d'article: CM0021817

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le transporteur de zinc humain ZIP12. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport du zinc, la neurulation et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Zip12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
Espèce	Humain
ID du gène	221074
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine humaine SLC39A12 (NP_001138667.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q504Y0
Poids protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace