

Anticorps Polyclonal Anti-Zip14 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15043

Numéro d'article: CM0015545

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ZIP14 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des ions métalliques et l'homéostasie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZIP14 pAb de lapin
Remarques/Alias	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
Espèce	Humain
GenelD	23516
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 101 et 200 de ZIP14 humaine (NP_001121903.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15043
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace