

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zip8 Pour Wb Et Elisa - Q9C0K1

Numéro d'article: CM0024295

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZIP8 humain (SLC39A8), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le transport du zinc/manganèse et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZIP8 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64116
GeneID	64116
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 201-300 du ZIP8 humain (NP_071437.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9C0K1
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace