


Anticorps Polyclonal Anti-Zmat2 Pour Wb, Elisa - Q96Nc0

Numéro d'article: CM0013282



Introduction

Anticorps polyclonal anti-ZMAT2 humain de lapin validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible ZMAT2, un composant du spliceosome, adapté aux études sur l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZMAT2 pAb de lapin
Remarques/Alias	Snu23 ; Ptg-12 ; ZMAT2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	153527
Identifiant du gène	153527
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 199 de la protéine ZMAT2 humaine (NP_653324.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NC0
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace