


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zmat2 Pour Wb, Elisa - Q96Nc0

Numéro d'article: CM0015341



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZMAT2, un composant du spliceosome impliqué dans l'épissage de l'ARN pré-messager. Validé pour les applications WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et l'expression des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZMAT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	153527
ID de gène	153527
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-199 de ZMAT2 humaine (NP_653324.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NC0
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace