


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zmpste24 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75844

Numéro d'article: CM0023826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZMPSTE24, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du traitement de la lame A, de la dynamique de l'enveloppe nucléaire et des mécanismes antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZMPSTE24 Lapin pAb
Remarques/Alias	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10269
GeneID	10269
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de la protéine ZMPSTE24 humaine (NP_005848.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75844
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace