

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zmsnf2 Pour Wb, Elisa - A0A3L6Fqf6

Numéro d'article: CM0018771

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZmSNF2 de maïs (UniProt A0A3L6FQF6), validé en WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine chez le maïs. Immunogène protéique recombinant, expédié avec un sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-ZmSNF2
Remarques/Alias	GRMZM2G167668; GRMZM2G379804; ZmSNF2
Espèce	Maïs
ID du gène	103652266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 901-1089 de la ZmSNF2 de maïs (XP_020405944.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Maïs
SWISS	A0A3L6FQF6
Poids de la protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace