


Anticorps Polyclonal Anti-Zmynd11 Pour Wb, Elisa - Q15326

Numéro d'article: CM0030428



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la protéine ZMYND11 (BS69/BRAM1) humaine, adapté au WB et à l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Un lecteur de chromatine clé et suppresseur de tumeur pour la recherche épigénétique et oncologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZMYND11 pAb de lapin
Remarques / Alias	BS69; BRAM1; MRD30; ZMYND11
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10771
GeneID	10771
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 278 à 567 de la protéine ZMYND11 humaine (NP_997644.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15326
Poids protéique	71 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant