


Anticorps Polyclonal Anti-Zmynd8 Pour Wb, Elisa - Q9Ulu4

Numéro d'article: CM0024760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZMYND8 validé pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine humaine ZMYND8, un lecteur de chromatine impliqué dans la régulation transcriptionnelle, la réparation de l'ADN et la suppression des tumeurs. Idéal pour la recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZMYND8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; ZMYND8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23613
ID de gène	23613
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 959-1188 de la ZMYND8 humaine (NP_898868.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9ULU4
Poids de la protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace