


Anticorps Polyclonal Anti-Zmynd8 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Ulu4

Numéro d'article: CM0021618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant le ZMYND8 humain. Validé pour WB, IP et ELISA avec une réactivité humaine et murine. Utile pour les recherches sur les lecteurs de la chromatine, la régulation transcriptionnelle et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	[Validé par KO] ZMYND8 Rabbit pAb
Remarques/alias	RACK7 ; PRKCBP1 ; PRO2893 ; D8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23613
GeneID	23613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 959-1188 du ZMYND8 humain (NP_898868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9ULU4
Poids moléculaire	132 kDa
Expédition	Sac de glace