

Anticorps Polyclonal Anti-Znf10 Pour Wb, Elisa - P21506

Numéro d'article: CM0028336

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF10 de haute qualité pour Western blot et ELISA, détectant la protéine à doigts de zinc humaine 10 (ZNF10/KOX1), un régulateur transcriptionnel putatif. Adapté à la recherche sur la chromatine et la régulation génique. SWISS : P21506.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF10 pAb lapin
Remarques / Alias	KOX1 ; ZNF10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7556
GeneID	7556
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 474 et 573 de la ZNF10 humaine (NP_056209.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21506
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac isotherme