

Anticorps Polyclonal Anti-Znf10 Pour Wb, Elisa - P21506

Numéro d'article: CM0019062

Introduction

ZNF10 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour les applications WB et ELISA sur des échantillons humains. Il cible la protéine à doigts de zinc ZNF10 (KOX1), un régulateur de transcription d'un poids moléculaire de 66 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KOX1; ZNF10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7556
GeneID	7556
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la ZNF10 humaine (NP_056209.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21506
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace