

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf133 Pour Wb Et Elisa - P52736

Numéro d'article: CM0014310

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF133 (protéine à doigt de zinc 133), validé pour la WB et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient à la recherche sur la régulation transcriptionnelle et au développement de dispositifs de diagnostic in vitro.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF133 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZNF150 ; pHZ-13 ; pHZ-66 ; ZNF133
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7692
ID du gène	7692
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la protéine ZNF133 humaine (NP_003425.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P52736
Masse moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant