

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf134 Pour Wb Et Elisa - P52741

Numéro d'article: CM0023788

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF134 validé pour Western blot et ELISA. Cible la protéine à doigts de zinc 134 humaine, un régulateur transcriptionnel putatif. Adapté aux applications de recherche et diagnostiques. UniProt P52741.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF134 Rabbit pAb
Remarques / Alias	pHZ-15; ZNF134
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7693
ID du gène	7693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73 à 170 de la ZNF134 humaine (NP_003426.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P52741
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace