

Anticorps Polyclonal Anti-Znf141 Pour Ihc-P, Elisa - Q15928

Numéro d'article: CM0014237

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF141 humain, adapté aux applications IHC-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour les recherches sur la régulation transcriptionnelle et le développement des membres.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF141 Rabbit pAb
Remarques/alias	D4S90 ; pHZ-44 ; ZNF141
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7700
GeneID	7700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 405 à 474 de ZNF141 humain (NP_003432.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15928
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant