

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf143 (Wb, Elisa) - P52747

Numéro d'article: CM0019858

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF143 humain (facteur de liaison SPH/hStaf) pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF143 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
Espèce	Humain
GeneID	7702
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 437-638 de ZNF143 humain (NP_003433.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52747
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace