

## Anticorps Polyclonal Anti-Znf16 (Hzf1/Kox9) Pour Wb Et Elisa - P17020

Numéro d'article: CM0021011

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ZNF16 humain (HZF1/KOX9), un facteur de transcription à doigt de zinc impliqué dans le cycle cellulaire et l'apoptose. Adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'espèce humaine. 76 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ZNF16 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Remarques/Alias                  | HZF1, KOX9, ZNF16                                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                     |
| Identifiant du gène              | 7564 (humain)                                                                                                              |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 du ZNF16 humain (NP_008889.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                     |
| SWISS                            | P17020                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 76 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                               |